

OTICON | Own

# Made for you



**oticon**  
life-changing technology



## Jedes Ohr ist einzigartig

### Maßgefertigte Lösung, wenn es um Hörsysteme geht

Wir alle haben unterschiedliche Ohr-Formen und -Größen - haben individuelle Interessen, Hobbys und Lebensweisen. Das gilt auch für die Versorgung des Hörverlusts. Jeder von uns hat individuelle Bedürfnisse, die eine speziell auf ihn zugeschnittene Hörsystemlösung erfordern. Oticon Own™ ist genau auf dies abgestimmt - entwickelt für maximalen Komfort, Diskretion und Klangerlebnis.

Oticon Own mit BrainHearing™ -Technologie unterstützt die Funktionsweise Ihres Gehirns. Das Hörsystem liefert dem Gehirn die gesamte Klangperspektive und unterstützt so die natürliche Art und Weise, wie das Gehirn Klänge organisiert.\*

\* Das gewählte Modell kann den Effekt beeinflussen.



## Was spricht für Oticon Own?



### **Maßgefertigte Passform**

Die individuelle Anpassung an Ihre Ohrform gewährleistet ganztägigen Tragekomfort.



### **Maximale Diskretion**

Unser Modell IIC (Invisible-in-Canal) ist in 9 von 10 Ohren\*\* nicht sichtbar und sorgt so für ultimative Diskretion.



### **Herausragendes Klangerlebnis**

Präzises Gleichgewicht zwischen Sprache und anderen Klängen.



### **Basiert auf BrainHearing**

Konzipiert zur Unterstützung der natürlichen Funktionsweise Ihres Gehirns.



### **Drahtlose Verbindungen**

Genießen Sie freihändiges Kommunizieren: Nutzen Sie Ihr Oticon Own als Headset, um sich drahtlos mit Ihrem Telefon oder Tablet zu verbinden.\*\*\*

\*\* Rumley, J. et al. (2022). Oticon Own evidence. Oticon Whitepaper

\*\*\* Nur bei den Modellen mit 2,4 GHz verfügbar. Welche Hörsysteme und Geräte kompatibel sind, erfahren Sie hier: [oticon.de/compatibility](https://oticon.de/compatibility)



# Technologie zur Unterstützung Ihres Gehirns

## Basiert auf BrainHearing

Wussten Sie, dass wir mit unserem Gehirn und nicht nur mit unseren Ohren hören? Unsere Ohren nehmen zwar Geräusche auf, aber erst unser Gehirn lokalisiert und identifiziert sie. Deshalb denken wir bei Oticon zuerst an das Gehirn und entwickeln Hörsystemtechnologien auf Basis unserer BrainHearing-Philosophie. So können wir die Art und Weise unterstützen, wie unser Gehirn Klänge verarbeitet. Genau das ist die Zielsetzung bei Oticon Own.

## **Trainiert mit Klängen aus dem realen Leben für ein lebensechtes Hörerlebnis\***

Oticon Own wurde mit 12 Millionen realen Klangszenen trainiert. Das bedeutet: Die Hörsysteme können praktisch alle Geräusche mit größerer Präzision erkennen und verarbeiten, so dass Sie ein außergewöhnliches Hörerlebnis genießen.



## Bahnbrechende Technologie

Selbst wenn Sie sich in einer komplexen Hörumgebung befinden – etwa in einem Restaurant oder in einem Workshop im Büro – hilft Ihnen Oticon Own, genau das zu hören, was Sie hören müssen, und reduziert Ihre Höranstrengung.\*\* Damit kann sich Ihr Gehirn leichter anderen Aufgaben widmen. Dank unserer bahnbrechenden Hörsystemtechnologie, die durch unsere bisher fortschrittlichste Plattform Polaris™ ermöglicht wurde, passt sich Oticon Own schnell an die akustische Umgebung um Sie herum an. Und es trennt Sprache von Hintergrundgeräuschen, so dass Sie Gesprächen leichter\* folgen können – zum Beispiel beim Abendessen mit der Familie.

\* Wirkung und Verfügbarkeit der Funktionen variieren je nach Hörsystem-Modell und Leistungsniveau.

\*\* Rumley, J. et al. (2022). Oticon Own evidence. Oticon Whitepaper



# Oticon Own mit Ihren Lieblingsgeräten verbunden



## Direktes Streaming von iPhone und Android™

Genießen Sie Audio-Streaming in hoher Qualität direkt von Ihrem iPhone und ausgewählten Android-Geräten, die den Bluetooth-Standard ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) unterstützen.\*



## Freihändige Anrufe von jedem Smartphone

Wenn Ihr Smartphone kein freihändiges Kommunizieren unterstützt, können Sie mit dem ConnectClip Ihr Smartphone mit Ihren Hörsystemen\* verbinden und freihändig telefonieren.



## Audiostreaming von Ihrem TV-Gerät

Mit dem Oticon TV Adapter können Sie den Ton direkt von Ihrem Fernseher streamen.



## Oticon MyMusic

Exzellente Musikwiedergabe - mit qualitativ hochwertigem Streaming auf Ihr iPhone und ausgewählte Android-Geräte.



## In Verbindung bleiben

Steuern Sie Ihre Hörsysteme, und personalisieren Sie Ihr Hörerlebnis mit der Oticon ON App. Über Oticon RemoteCare können Sie sich auch mit Ihrem Hörakustiker vor Ort verbinden.\*



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

\* Nur verfügbar bei den Modellen mit 2,4 GHz. Welche Hörsysteme und Geräte kompatibel sind, erfahren Sie hier: [oticon.de/compatibility](https://www.oticon.de/compatibility)

# Freihändig Kommunizieren für unterwegs

Oticon Own bietet mehr Komfort als je zuvor – mit der integrierten Freisprechfunktion für iPhone und iPad.\*\* Jetzt können Sie Ihre Lieben unterwegs anrufen, beim Sport Anrufe entgegennehmen und alle Möglichkeiten des Multitaskings nutzen – ganz ohne den ConnectClip als zusätzliches Mikrofon.

Made for

 iPhone | iPad

\*\* Freihändig Kommunizieren ist nur bei den Modellen mit 2,4 GHz verfügbar. Die Freisprechfunktion ist verfügbar ab iPhone 11 mit iOS 15.2 oder höher und iPad mit iPadOS 15.2 oder höher

## Auf Ihre Hörbedürfnisse abgestimmt

Oticon Own ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich, die perfekt zu Ihrem Hautton und Ihrem persönlichen Stil passen.



**Oticon Own IIC**  
(Invisible-in-the-Canal)



**Oticon Own CIC**  
(Completely-in-the-Canal)



**Oticon Own ITC**  
(In-the-Canal)



**Oticon Own ITE HS**  
(In-The-Ear Half Shell)



C001  
Beige



C002  
Hellbraun



C003  
Mittelbraun



C004  
Dunkelbraun



C005  
Schwarz

Wenden Sie sich an Ihre Hörakustikerin oder Ihren Hörakustiker vor Ort:

